



UPUTE ZA KORIŠTENJE



MEDICAL
DIRECT

**Rolator s potporom
za koljeno**

Za reklamacije obratite se na:

Medical Direct d.o.o.
Ante Kovačića 31, 10432 Bregana
Tel: +385 1 20 20 504
E-mail: prodaja@medicaldirect.hr
Web: www.medicaldirect.hr

KWT



Karakteristike proizvoda

Rolator na 4 kotača s osloncem za koljena izrađen je od aluminijuskog okvira koji je premazan metalik bojom. Rolator je opremljen odvojitom torbom, osloncem za noge i osloncem za koljena podesive visine. Proizvod također ima upravljač podesiv po visini s anatomskim rukohvatima i ručnim kočnicama (stražnji kotači), kotače uskog presjeka, promjera 20 cm.

Primjena

Aluminijски rolator na 4 kotača s potporom za koljeno (skuter za koljena) namijenjen je slabije pokretnim kojima je potrebna stabilna potpora. Također se preporučuje starijim osobama i osobama s ozljedama stopala i gležnja kao pomoć pri održavanju ravnoteže, poboljšanju udobnosti kretanja i sigurnosti od pada. Korištenje rolatora pozitivno utječe na povratak aktivnosti osoba nakon ozljeda. Jamči bolju stabilizaciju, potporu i sigurnost tijekom kretanja. Posebno je koristan tijekom rehabilitacije nakon operacije gležnja ili stopala.

BILJEŠKA! Rolator ne bi smjele koristiti osobe s problemima ili ozljedama zgloba koljena zbog visokog pritiska na to područje tijekom korištenja rolatora.

Montaža

1. Rasklapanje i sklapanje rolatora



Otklopite rolator, učvrstite dio A u dio B, sve dok ne čujete zvuk škljocanja igle za zaključavanje. Osigurajte okvir pomoću gumba za zaključavanje.

BILJEŠKA! Duljina između dijela A i B je podesiva. Da biste ga prilagodili, odvrnite gumb za zaključavanje, izvadite ga, a zatim pritisnite klinove s obje strane, podešavajući okvir na odgovarajuću duljinu. Nakon toga osigurajte gumbom za zaključavanje.

- Osigurajte stražnje kotače stavljanjem duge brave za zaključavanje u otvor koji se nalazi na stražnjoj strani dijela B. Ispravno montirana ručica za zaključavanje treba proći kroz 4 otvora dijela B (slika 2). Zategnite gumb za zaključavanje.
- Gurnite šipku prema naprijed kako biste spo-

jili upravljač i bazu rolatora (vodoravni položaj). Zategnite sigurnosnu kopču (pogledajte slike 3-5).



- Učvrstite upravljač tako da ga povučete do odgovarajuće duljine. Provucite vijak za zaključavanje kroz otvor koji se nalazi na prednjoj strani i zategnite ga pomoću gumba s druge strane.
- Pričvrstite oslonac za koljena u otvor u dijelu B. Odaberite odgovarajuću visinu i pričvrstite je gumbom za zaključavanje.

- Siguran oslonac za noge s uključenom kapi-com.

- Gurnite torbu u gornje otvore na posebnoj pločici koja se nalazi na prednjoj strani šipke. Gurnite torbu prema dolje kako biste je učvrstili na mjestu (slika 6). Za dodatnu sigurnost pričvrstite čičak traku koja se nalazi straga.



BILJEŠKA! Dodatni umetak od tvrdog materijala nalazi se na dnu torbe. Koristite čičak trake da ga pričvrstite na mjesto.

- Za sklanjanje rolatora ponovite gore navedene radnje obrnutim redoslijedom. Obavezno: izvadite sve gumbе za zaključavanje s vijcima, odvojite dio A od dijela B, skinite oslonac za koljena i preklapite upravljač u vodoravni položaj. Bilješka! Dok preklapate upravljač, svakako otključajte sigurnosnu kopču i povucite u stranu kako biste odvojili bazu šipke od okvira.

2. Kočnice

Kako biste zaustavili rolator, pritisnite obje ručke kočnice istovremeno.

3. Podešavanje visine ručki

Za podešavanje visine ručki, odvrnite gumbе za zaključavanje koji se nalaze na vanjskoj strani okvira, odaberite odgovarajuću visinu i zategnite gumbе za zaključavanje.

Tehničke karakteristike

Ukupna širina: 44 cm

Dimenzije potpore za koljena: 35 x 18 cm

Ukupna dužina: 84 - 89 cm

Visina sjedala od tla: 45,5 - 58 cm

Podešavanje visine ručki: 89 - 119 cm

Težina: 9,6 kg

Maksimalna nosivost: 136 kg

Boja okvira: crna

Održavanje

1. Čišćenje

- Očistite okvir vlažnom krpom i temeljito osušite.
- Nemojte koristiti jaka sredstva za poliranje zbog oštećenja zaštitnih premaza.
- Redovito čistite od prljavštine pokretne dijelove rolatora (šarke, stezne vijke, brave).